

BETSUTA Select Fair

バリオスコンビプロを用いた体験セミナー



無料

効率の良いハイジニストワークを ～ Varios Combi Proの活用～

パウダー
メンテナンス®を
詳しく知りたい

Variosの
チップの選び方は？

初期費用は
どの位？

導入したいけど
選択基準は？

トラブル時の
対処方法は？

臨床例や
具体的な施術を
教えてほしい

日時

2023年11月9日(木)
14:30～16:30 (講義+体験)

30名様
限定

講師

株式会社ナカニシ 歯科衛生士

会場

コラボしが21 3階大会議室
会場駐車場は、コラボしが21入居団体様への
来訪者用となります。**公共交通機関、
または近隣有料駐車場をご利用下さい。**

MAP



内容

より効率よく仕事をしたい歯科衛生士の方々のために、超音波スケーラーと
パウダーメンテナンス®のどちらも行える製品“Varios Combi Pro”をご紹介します。
超音波スケーラーの基本的な当て方やパウダーメンテナンス®について学べる内容です。
製品を正しく理解し使い分けることで、より効率よく快適なハイジーンワークに繋がります。

申込先

株式会社別田 大津支店

TEL:077-521-5103

FAX:077-521-5108

参加申込書

歯科医院名	
ご住所	
受講者氏名	(フリガナ)
株式会社別田 担当者名	

※定員になり次第、受付終了となりますので、ご了承ください。

お客様からご提供頂きました個人情報は今回の講習会の為だけに利用させて頂き管理致します。

Varios Combi pro



超音波スケーラーとパウダーデバイス。
幅広いプロフェッショナルケアに対応する
2つの高機能ツールを、この一台に凝縮。

ナカニシ独自の構造で、2つの機能をより安全に、スマートに使い分ける



パリオスコンビPro
カタログ



パリオスコンビPro
紹介動画

パウダーメンテナンス®の使い分け

縁上の パウダーメンテナンス

スピーディーなクリーニング効果

フラッシュパールとの組み合わせで使用することにより、スピーディーなクリーニング効果を実現。より滑らかな歯面に仕上がります。フラッシュパールはカルシウムベースで球体状の細かい粒子で構成されており、パウダーが歯面上を転がるように動いて、強固に付着したステインやプラーク・バイオフィルムを効率良く取り除きます。



縁下の パウダーメンテナンス

歯肉辺縁・縁下の パウダーメンテナンス

スピーディーで効率的な除去能力

噴射力をプロフィー(歯肉縁上専用)より抑え、歯肉縁下(歯周ポケット)での使用に適した噴射になるよう設計しています。パウダー流量・噴射圧調整機能を設け、施術部位の状況に応じた細かい調整が可能です。



パウダーの流れを解析により最適化

ノズルチップは、歯周ポケット内に使用した時に挿入面全体にパウダーが流れるよう設計されています。このため、ノズルから噴き出したパウダーは、一方向だけに強くは噴射しません。また、パウダー・エアとは別回路での噴射となっており、パウダー・エアはポケット底に直接当たらない安全を考慮した設計です。



当日はその他お勧め製品を多数併設展示しており
体験コーナーもございますのでお気軽にお越しください！


Unprecedented Power

New Ti-Max Z990L / Z890L
ナカニシ史上最高パワー



DYNAMIC POWER SYSTEM

3X-Power Systemが進化し、さらなる切削感をもたらす新システム。排気量の拡大、ノズル構造の最適化、ローダー・バックの拡大に加え、独自の機構を加えたことでさらなるパワーアップが実現。これにより、時間を要するジルコニアの除去も驚くほどスムーズに、是非、力強く、粘りのある切削感を体感ください。




DURAPOWER CHUCK

現行のチャックに対して、約2倍の耐久性を誇る新チャック機構を搭載。従来モデルより把持力が大きく向上し、高い把持力が長時間継続します。独自の構造によりバーのスリップや芯アプレのリスクを低減し、長時間の切削に持ち堪える耐久性が、ここに実現。



新クリーンヘッドシステム

高速回転から約1秒で急停止するクイックストップ機能をヘッド内の前後に搭載。慣性回転を防ぐ急停止により、口腔内での巻き込み等の怪我のリスクを低減する安全性に配慮した治療が可能となります。また、ヘッド前後からのサックバックを防ぐ機能が向上し、衛生面での安全性も向上しました。



それは、まだ誰も体験したことのない圧倒的なパワー。

時間を要するジルコニアの除去も、驚くほどスムーズに。
チェアタイムを短縮でき、患者様の負担も軽減します。

Z990L 定価142,000円(税別)
Z890L 定価142,000円(税別)



カタログ



紹介動画

パウダー清掃後の患者様に「おしぼり」のサービスを

治療後の顔周りに不快感を感じる患者様も少なくありません。日本文化のサービスである「おしぼり」をお渡することで満足度アップと医院としてのホスピタリティ向上が可能です。専用除菌液「シアーミスト」は、グローバルスタンダードとして世界各国で普及している水成二酸化塩素です。医薬品・動物用医薬品としても活用されるほど安全性が高く肌荒れなども起きにくいので、患者様にいつでも清潔で安全なおしぼりをお渡しできます。またレーヨン繊維から作られた専用ロールは十分な強度と厚みがあり院内感染予防対策にワイプスとしてもお使いいただけます。

おしぼり機本体 無料レンタル
※初回事務手数料 定価4,000円(税別)

MWロール70 6ロール 定価6,720円(税別)
シアーミスト 2L 定価6,800円(税別)



自動除菌ワイプス生成機

エムメディカル
ワイプス



カタログ



紹介動画