

コバルトクロム合金

ノンプレシヤスメタル

# お悩み解決 SALE

2019.8.21 ▶ 2019.10.19

特別価格にてご提供

この機会にあなたのお悩み解決しませんか？

削れない……  
**NEX**  
カッターで  
解決

H251NEX-060

光らない……  
**NEM**  
ポリッシャーで  
解決

9702F-060

外れない……  
**H4MC**  
撤去バーで  
解決

H4MCXXL-014



Quality Products  
Made in Germany

## NEXカッター

高い切削力と滑らかな切削面  
独自のブレード構造でサクサクと硬い金属を切ります



## NEMポリッシャー

キズ取りに強く研磨がラクラク  
コバルト・ノンプレ専用調整されたダイヤモンド粒子配合



## H4MC撤去バー

折れにくさと鋭い切れ味  
陶材・レジンもフレームごと一気にまとめてザクッと切り裂き外します



# お悩み

# 削れない・・・NEX カッター



チェアサイド ラ ポ

コメット社独自の特殊ブレード構造で切れ味抜群です

硬いノンプレシャスメタルをサクサク削ります

切削面が荒れないので後工程の研磨作業を早くラクにしてくれます

コメット カーバイドカッター 届出番号:2782X00091000004  
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具



HP  
推奨回転数  
**20,000**  
回転/毎分  
(各1入)

品番	H79 NEX 040	H129 NEX 023	H138 NEX 023	H250 NEX 040	H251 NEX 060
作業長 (mm)	13.0	8.0	8.0	12.7	14.0
最大径 (mm)	4.0	2.3	2.3	4.0	6.0
標準価格	3,800円	3,300円	3,300円	3,800円	3,800円

# お悩み

# 光らない・・・NEM ポリッシャー

チェアサイド ラ ポ

ノンプレシャスメタルの硬度に合うようにダイヤモンド粒子やシリコンの硬さを調整しています  
低回転で使用できるので発熱を抑え軽いタッチで効率よくキズが取れます  
チェアサイドでの使用時には油分で技工物を汚さないの(ルーージュ不要)研磨後のセットがスムーズです



コメット アブラシポイント 届出番号:2782X00091000010  
一般医療機器 歯科用研磨器材

HP  
推奨回転数  
**6,000**  
回転/毎分  
中研磨 (各10入)

品番	9701M 220	9702M 060	9703M 220	9704M 030
----	-----------	-----------	-----------	-----------


HP  
推奨回転数  
**6,000**  
回転/毎分  
仕上研磨 (各10入)

品番	9701F 220	9702F 060	9703F 220	9704F 030
作業長 (mm)	4.0	22.0	3.0	11.0
最大径 (mm)	22.0	6.0	22.0	3.0
標準価格	6,500円	5,500円	6,500円	1,900円

※同一条件下での社内検証結果



コメット マンドレル 届出番号:2782X00091000012  
一般医療機器 歯科用マンドレル




# お悩み

# 外れない・・・H4MC 撤去バー

チェアサイド

1本2役  
バーの付け替え不要で陶材 レジン メタル コバルト を一緒に削れます  
破折を防止するためにネックを太くしています  
チッピングしにくいブレード設計で優れた切削能力と持続性を実現しました

コメット カーバイドバー 届出番号:2782X00091000002  
一般医療機器 歯科用カーバイドバー



FG  
推奨回転数  
**160,000**  
回転/毎分  
(各5入)

品番	H4MC 012	H4MCL 012	H4MCXL 014	H4MCXXL 014
作業長 (mm)	2.0	3.5	5.0	8.0
最大径 (mm)	1.2	1.2	1.4	1.4
最高回転数	450,000	450,000	450,000	300,000
標準価格	5,500円	5,500円	5,500円	5,500円

※5倍速コントラでご利用ください



製造販売元 株式会社モモセ歯科商会

お問い合わせは

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (伊)  
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (伊)  
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (伊)  
URL : http://www.momose-dm.co.jp/