



治療時に発生する飛沫・粉塵をしっかり吸引。
排気もクリーン。

セントラル方式固定型(シャッター床下収納)
フリーアーム・アルテオ-I
(アルテオシャッタI型搭載)

単体移動型
フリーアーム・アルテオ-S
(スーパーバイオフィルタ内蔵)



販売名:フリーアーム・アルテオ
一般的名称:歯科用吸引装置
認証番号:222AHBZX00018000(管理)
製造販売元:株式会社 東京技研

販売名:フリーアーム・アルテオ-S
一般的名称:歯科用吸引装置
認証番号:224AHBZX00034000(管理)
製造販売元:株式会社 東京技研

光触媒を搭載。理想的な空気に浄化して、
きれいな院内環境をお届けします。

MEDICAL LIGHT AIR
医療機関向け空気浄化装置 メディカルライトエア



ウイルス対策・感染症対策

院内衛生対策 の見直しを

今こそ

エアロゾル対策も含め、
ヨシダは様々な感染予防システムを
ご用意しております。

DÜRR DENTAL Dürr Dental Hygiene System

デュール デンタル ハイジーン システム



商品詳細
各製品に記載しております使用方法をお読みの上、
正しくご使用いただけますようお願いいたします。



カニューレ 各種



販売名:バキュームチップ 一般的名称:歯科用吸引管 認証番号:228AGBZX00100000(管理)
製造販売元:株式会社ヨシダ ※カニューレの販売名はバキュームチップです。

■ FD-366 センシティブ 表面クリーナー

プラスチック、アクリルガラス、合
成皮革などの敏感な表面の除菌
洗浄に1分で素早く作用。対象物
にスプレーし、全体にいき渡るよ
うに速やかに拭いてください。
内容量: 1,000mL



■ ID-213 インストゥルメント除菌洗浄

50倍希釈で、2週間程度効果が持続するので
経済的です。(浸漬:5分、超音波洗浄器:2分で作用。)
pH12.0±0.5(アルカリ性)、腐食防止成分配合
内容量: 1,000mL



■ ID-220 バーの除菌洗浄

作用時間は1分、
超音波洗浄器では30秒間です。
腐食防止成分配合
内容量: 1,000mL



■ FD-350 アルコールワイプス

器具の清拭などにお使いいただける、
除菌効果が速いアルコールワイプ。
詰め替え用もご用意しております。
内容量: 110枚入



■ FD-312 エコフロア表面クリーナー

床、キャビネット、チェアの表面除菌
洗浄にお使いいただく濃縮液です。
100倍希釈の作用時間は15分間、
50倍希釈では5分間です。
内容量: 1,000mL



■ MD-550 スピットンクリーナー

スピットン鉢のみを除菌洗浄する
クリーナーです。
内容量: 750mL



■ バイオクリーン 吸引システム除菌洗浄

タンパク質、血液、バイオフィルム除去に
すぐれた洗浄力を発揮します。
内容量: 1,000mL



■ MD-555 バキュームフロークリーナー

吸引システム、配管および分離器の
内部を洗浄します。
内容量: 2,500mL

■ MD-520 インプレッション

各種印象体と補綴物の除菌液です。
内容量: 2.5L