

2021 KaVo ソニックフレックス チップキャンペーン オーダーシート

キャンペーン期間/2021年4月21日(水)~10月20日(水)のご注文分まで

貴医院名(必ずご記入ください。)	ご住所	Tel.
お取り引きディーラー名	ご担当	

チップはエアーケーラーの機種(2008と2003/2004LM)によって製品番号が異なりますのでご注意ください。

	製品名	標準価格(税抜き)	2008用	ご注文数	2003/2004LM用	ご注文数
ソニックフレックス チップ	ソニックフレックス チップ No.5 スケーリング ユニバーサル	12,000	5A	1,005.8949	5	0.571.5171
	ソニックフレックス チップ No.6 スケーリング シックル	12,000	6A	1,005.8950	6	0.571.5181
	ソニックフレックス チップ No.7 スケーリング ペリオ	12,000	7A	1,005.8951	7	0.571.5191
	ソニックフレックス チップ No.8 スケーリング ペリオロング	12,000	8A	1,006.1953	8	0.571.5371
	ソニックフレックス チップ No.60 パロ	18,000	60A	1,006.1934	60	0.571.7402
	ソニックフレックス チップ No.61 パロ	18,000	61A	1,006.1935	61	0.571.7412
	ソニックフレックス チップ No.62 パロ	18,000	62A	1,006.1936	62	0.571.7422
	ソニックフレックス チップ No.48 クリーンブラシホルダー	19,800	48A	1,006.1982	48	0.571.0401
	ソニックフレックス フラット型ブラシ小 No.1 (5個入)	3,100	-	0.571.0402	-	0.571.0402
	ソニックフレックス フラット型ブラシ大 No.2 (5個入)	3,100	-	0.571.0412	-	0.571.0412
	ソニックフレックス コニカル型ブラシ小 No.3 (5個入)	3,100	-	0.571.0422	-	0.571.0422
	ソニックフレックス コニカル型ブラシ大 No.4 (5個入)	3,100	-	0.571.0432	-	0.571.0432
	ソニックフレックス スパイラル型ブラシ小 No.5 (5個入)	3,100	-	0.571.0472	-	0.571.0472
	ソニックフレックス スパイラル型ブラシ大 No.6 (5個入)	3,100	-	0.571.0482	-	0.571.0482
	ソニックフレックス チップ No.66 エンド	22,000	66A	1,006.1992	66	1,000.5825
	ソニックフレックス チップ No.67 エンド	22,000	67A	1,006.1994	67	1,000.5822
	ソニックフレックス チップ No.68 エンド	22,000	68A	1,006.1996	68	1,000.5823
	ソニックフレックス チップ No.69 エンド	22,000	69A	1,006.1998	69	1,000.5827
	ソニックフレックス チップ No.70 エンド	22,000	70A	1,006.2000	70	1,000.5821
	ソニックフレックス チップ No.45 シール	22,000	45A	1,007.1506	45	1,000.8323
	ソニックフレックス チップ No.30 マイクロ	23,000	30A	1,006.1969	30	0.571.6811
	ソニックフレックス チップ No.31 マイクロ	23,000	31A	1,006.1971	31	0.571.6801
	ソニックフレックス チップ No.32 マイクロ	23,000	32A	1,006.1973	32	0.571.6831
	ソニックフレックス チップ No.33 マイクロ	23,000	33A	1,006.1975	33	0.571.6821
	ソニックフレックス チップ No.58 ベベル	19,000	58A	1,006.1988	58	0.571.7392
	ソニックフレックス チップ No.59 ベベル	19,000	59A	1,006.1990	59	0.571.7382
	ソニックフレックス チップ No.42 カリエクスD	22,000	42A	1,006.1980	42	1,000.7105
	ソニックフレックス チップ No.43 カリエクスD	22,000	43A	1,006.1981	43	1,000.7167
	ソニックフレックス チップ No.71 カリエクスTC	22,000	71A	1,006.2002	71	1,000.7362
	ソニックフレックス チップ No.72 カリエクスTC	22,000	72A	1,006.2004	72	1,000.7363
	ソニックフレックス チップ No.49 プレップゴールド	25,000	49A	1,006.1983	49	0.571.7212
	ソニックフレックス チップ No.50 プレップゴールド	25,000	50A	1,006.1984	50	0.571.7222
	ソニックフレックス チップ No.51 プレップセラム	25,000	51A	1,006.1985	51	0.571.7262
	ソニックフレックス チップ No.52 プレップセラム	25,000	52A	1,006.1986	52	0.571.7272
	ソニックフレックス チップ No.97 プレップクラウン	22,000	97A	1,008.6384	97	1,008.6383
ソニックフレックス チップ No.98 プレップクラウン	22,000	98A	1,008.6386	98	1,008.6385	
ソニックフレックス チップ No.34 プレップCAD/CAM	25,000	34A	1,006.1977	34	1,002.1984	
ソニックフレックス チップ No.35 プレップCAD/CAM	25,000	35A	1,006.1979	35	1,002.1986	
ステリボックス	ステリボックス	11,000		0.411.9101		0.411.9101
ソニックフレックス エアーケーラー	ソニックフレックス エアーケーラー 2008L クイック	304,000	2008L	1,007.1604	-	-
	ソニックフレックス エアーケーラー 2008LX クイック	275,000	2008LX	1,005.9310	-	-
	ソニックフレックス エアーケーラー 2008 クイック	249,000	2008	1,007.1606	-	-
	ソニックフレックス エアーケーラー 2008X クイック	220,000	2008X	1,005.9311	-	-
	ソニックフレックス エアーケーラー 2008LS クイック	304,000	2008LS	1,007.1605	-	-
	ソニックフレックス エアーケーラー 2008LXS クイック	275,000	2008LXS	1,007.0540	-	-
	ソニックフレックス エアーケーラー 2003L	295,000	-	-	2003L	1,000.8333
	ソニックフレックス エアーケーラー 2003LX	266,000	-	-	2003LX	1,000.4243
	ソニックフレックス エアーケーラー 2003	240,000	-	-	2003	1,000.8334
	ソニックフレックス エアーケーラー 2003X	210,000	-	-	2003X	1,000.4246
マルチフレックス カプリング	マルチフレックス LED カプリング 465LED	55,000	465LED	1,007.3197	465LED	1,007.3197
	マルチフレックス LED カプリング 460LED	35,000	460LED	1,007.3201	460LED	1,007.3201

当キャンペーンの価格や詳細につきましては、お取り扱いディーラー様までお問い合わせください。

KAVO
Dental Excellence

カボデンタルシステムズ株式会社

本社〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
 札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
 東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
 大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844
<http://www.kavo.jp>

スケーリング
カリエス除去
形成
エンド

2021 KaVo ソニックフレックス チップキャンペーン

ソニックフレックス チップ・ソニックフレックス エアーケーラー・マルチフレックス カプリング

減菌対策支援 キャンペーン期間中**特別価格**にてご提供します。

キャンペーン期間

2021年

4月21日(水)

10月20日(水)

のご注文分まで

診療への応用が
広がる多彩な
ソニックフレックス チップ



KAVO
Dental Excellence

ソニックフレックス チップ

KaVo ソニックフレックス エアスケーラーは、スケーリングからカリエス除去、プレパレーション、エンドまで、さまざまな症例に対応する豊富なチップを取り揃え、日々の治療をサポートします。

スケーリング

- 効率的でいたわりのある歯石除去
- 浅い歯周ポケットの清掃

No.5 ユニバーサル	No.6 シックル
No.7 ペリオ	No.8 ペリオロング

パロ

- 深さ9mmまでの深い歯周ポケットを優しく効果的にクリーニング

No.60	No.61
No.62	No.62

マイクロ

- 微小かつアクセスが困難な領域のための特殊チップ
- 片面にだけダイヤモンドが焼着されたチップで、咬合または歯間部の初期カリエスに直接アクセスが可能
- ラミネートベニアの最終形成の仕上げ
- 健康な歯質のメンテナンス

No.30	No.31
No.32	No.33

プレップ (形成)

- フィニッシュラインとマージンラインとの適合性を向上させ、短時間でも手用研削具のようなプレパレーションが可能

No.49 プレップゴールド	No.50 プレップゴールド
No.51 プレップセラム	No.52 プレップセラム
No.97 プレップクラウン	No.98 プレップクラウン
No.34 プレップCAD/CAM	No.35 プレップCAD/CAM

藤森 直子先生 日米歯科衛生士

No.5 ユニバーサル 使用

大まかな歯石をKaVo ソニックフレックス エアスケーラーで優しく効果的に落としていきます。優しいタッチで痛みの少ないKaVo ソニックフレックス エアスケーラーの使用が患者さまの満足度を上げています。

ベベル

- 形成した小病変の特殊ベベリング用仕上げに片面ダイヤモンドコーティングしたチップ
- 接着の適正化
- 辺縁部の漏出の最小化

No.58	No.59
--------------	--------------

カリエクス

- カリエスに罹患したデンチン部の探査用チップ
- カリエクスD: ごくわずかなう蝕病変の除去に
- カリエクスTC: 大きなう蝕病変の除去に

No.42	No.43
No.71	No.72

二宮 佑介先生 ニノデンタルオフィス 院長

No.51-No.52 プレップセラム 使用

難しい隣接面のアプローチもKaVo ソニックフレックス エアスケーラーを使用することで、片側だけの窩洞形成を隣に歯を傷つけることなくより確実に行えます。

シール

- 裂溝カリエスの探索・形成用チップ
- ダイヤモンドコーティング

No.45

クリーン

- 適用範囲の広いブラシ
- 歯肉にやさしい清掃とポリッシング
- 適用範囲が広く使用が容易

No.48

エンド

- 根管の診査/修正時の軟質の除去
- 根管入口の明確化
- 根管形成のための髄室の明確化

No.66	No.67
No.68	No.69
No.70	

ステリボックス

- チップの保管や滅菌に便利

ソニックフレックス エアスケーラー

KaVo ソニックフレックス エアスケーラーは患者さまに安全でより痛みの少ない治療を提供します。

ソニックフレックス エアスケーラー 2008L クイック

- 軽くひねるだけでチップを素早く簡単に交換
- 3段階のレベル調節 (120μm・160μm・240μm)
- 運動方向: ループ状
- プラズマコーティング
- ガラスロッドライト (2008L/LSシリーズ)
- チップ No.5A/6A/7A付き (2008/L/LSのみ)
- オートクレーブ滅菌可能 (135°Cまで)
- 24カ月保証
- KaVoマルチフレックスカプリングまたはシロナカプリング(S)に接続可能

KaVo master series

ソニックフレックス エアスケーラー 2003L

- 3段階のレベル調節 (120μm・160μm・240μm)
- 運動方向: ループ状
- プラズマコーティング
- ガラスロッドライト (2003L/LXのみ)
- チップ No.5/6/7付き (2003/Lのみ)
- オートクレーブ滅菌可能 (135°Cまで)
- 18カ月保証
- KaVoマルチフレックスカプリングに接続可能

KaVo expert series

ソニックフレックス エアスケーラー 2004LM

- モリタαカプリングに接続可能
- 運動方向: ループ状
- プラズマコーティング
- ガラスロッドライト
- チップ No.5/6/7付き
- オートクレーブ滅菌可能 (135°Cまで)
- 12カ月保証

岡口 守雄先生 岡口歯科医院 院長

KaVo ソニック フレックス エアスケーラーは、修復から補綴、ペリオ、エンドなどのチップが揃っているので、それぞれの処置に応じて使い分けすることができます。タービンや5倍速コントラングルだけで形成するのではなく、プレップクラウンチップを使用することによって、出血なく歯面やフィニッシュラインをスムーズに仕上げることができます。

マルチフレックス カプリング

エア回路を使用するすべてのKaVo インストルメントに接続することができます。

マルチフレックス LED カプリング 465LED

- 4ホールLUXコネクション
- ロック機能付きスプレー調整リング付き
- 逆止弁内蔵で逆流防止
- LEDライト付き

マルチフレックス LED カプリング 460LED

- 4ホールLUXコネクション
- 逆止弁内蔵で逆流防止
- LEDライト付き