

NEW!

2024年 **12月10日** (火) ~ 販売開始

TRANSCEND™

UNIVERSAL COMPOSITE

ホワイトニングとの相性を考えたコンポジットレジン

トランセンド ユニバーサルコンポジット



Opalescence



ホワイトニング
ウィンターキャンペーン

数量
限定

2024.12.2 (Mon) ▶ 2025.1.31 (Fri)

詳しくは裏面へ



ONE SHADE RESTORATIONS

ユニバーサルシェード × ホワイトニング

これまでホワイトニングと修復の治療計画は、修復前にホワイトニングを行いシェードを明るくし、(過酸化水素による接着阻害を考慮し)10日程開けてからコンポジット充填を...と時間を要するものでした。しかしユニバーサルコンポジットレジンの開発が進み、現在では多くのケースでホワイトニングを行う時期を気にせずともよくなりました。

オパールエッセンスホワイトニングシステムの開発から約35年、ウルトラドントからホワイトニングとの相性が良いコンポジットレジンシステムが発売されました。

ホワイトニングとの相性

トランセンドユニバーサルボディシェードを使用して修復した部位はホワイトニング中においても他部位と調和し、シェードがマッチします。¹



タイミングを選ばず、ホワイトニング前でもコンポジット修復が可能に。
オパールエッセンスホワイトニングシステムと組み合わせて使用すると相性◎

CLINICAL CASES



術前

修復後
(Transcend UBシェード使用)

オパールエッセンスGoを
使用してホワイトニング
(10日間)

出典:北久里浜矯正歯科 林 明賢先生




術前

修復後
(Transcend UBシェード使用)

出典:国立大学法人徳島大学大学院医歯薬学研究部再生歯科治療学分野
教授 保坂 啓一先生

シンプルなシェードシステム

トランセンドにはユニバーサルボディシェードに加えて、レイヤリングテクニックが必要な場合に備えて、4つのデンチンシェード、2つのエナメルシェードをそろえています。



レジンパーティクルマッチテクノロジーとは

トランセンドはナノハイブリッドフィラーを使用し、ウルトラドントが独自に開発したレジンパーティクルマッチテクノロジーを採用しています。このテクノロジーは、レジンとフィラー粒子間の屈折率、半透明性、不透明性のバランスを慎重に調整することで、1つのシェードに調和することができます。¹



製品情報



トランセンド UB (ユニバーサルボディ) リフィル 1本
リフィル 1本 (4g)

¥4,040

ユニバーサル ボディシェード	1本
UB	4733



トランセンド リフィル1本
リフィル 1本 (4g)

各 ¥4,040

デンチンシェード	1本	エナメルシェード	1本
A1D	4727	EN	4731
A2D	4728	EW	4732
A3D	4729		
B1D	4730		

販売名:トランセンド/一般的名称:歯科充填用コンポジットレジン/管理医療機器/医療機器認証番号:305AKBZX00082000/保険適用

トランセンド
コンポジットシステムの
製品紹介動画はこちら

